


ResMed Airfit F20 Vollgesichtsmaske



Größe/Linie	Strecke A-B
S	Bis 8,6 cm
M	8,6-9,8 cm
L	Ab >9,9 cm

Erklärung:

Gesichtsmuskeln können sich beim Liegen verändern und während des Schlafens noch weiter entspannen. Zur Bestimmung der idealen Maskengröße sollten Sie daher versuchen, die Abmessungen in Ihrer persönlichen Schlafposition vorzunehmen. In dieser Position können Sie mit einem kleinen Kosmetikspiegel und einem handelsüblichen Lineal die Abmessungen durchführen.

Hierzu legen Sie das Lineal an der Kinnfalte (Punkt A auf Abbildung) an und messen den Abstand bis zur Nasenwurzel (Punkt B auf Abbildung).

Wichtig ist, dass Mund und Nase vollständig umschlossen werden können, ohne dass die Gesichtspartien stark belastet werden. Um mögliche Leckagen zu vermeiden, kann anschließend der Sitz der Maske über die Maskenbänder zusätzlich reguliert werden. Sollten bei angemessener Maskenkissengröße und Einstellung des Kopfbandes dennoch Leckagen auftreten, könnte eventuell eine andere Maske oder Maskenart erforderlich sein.

Hinweis:

- Beachten Sie bitte, dass es sich um standardisierte Werte handelt und die Gesichtsformen der Anwender variieren. Der Größenberater soll lediglich als eine Orientierungshilfe fungieren.
- Alle angegebenen Werte sind auch für die For Her Varianten gültig.