


ResMed Gecko Nasenpolster



Größe	Linie in cm
Small	$\leq 7,5$
Large	$\geq 7,5$

Erklärung:

Gesichtsmuskeln können sich beim Liegen verändern und während des Schlafens noch weiter entspannen. Zur Bestimmung der passenden Größe sollten Sie daher versuchen, die Abmessungen in Ihrer persönlichen Schlafposition vorzunehmen. In dieser Position können Sie mit einem kleinen Kosmetikspiegel und einem handelsüblichen Lineal die Abmessungen durchführen.

Hierzu legen Sie das Lineal unter der Nase an und messen den Abstand zwischen den Pupillen des linken und des rechten Auges.

Bei der Wahl der Größe des Nasenpolsters können Sie sich auch an Ihrer persönlichen Maskenkissengröße orientieren. Verwenden Sie ein Maskenkissen der Größe M/L oder XL, sollten Sie sich auch für ein ResMed Gecko Nasenpolster der Größe L entscheiden. Wenn Sie ein Maskenkissen der Größe XS/S oder Petite verwenden, ist bei dem Nasenpolster Gecko die Größe Small zu empfehlen.

Hinweis:

- Beachten Sie bitte, dass es sich um standardisierte Werte handelt und die Gesichtsformen der Anwender variieren. Der Größenberater soll lediglich als eine Orientierungshilfe fungieren.