

Löwenstein Medical

Spezial-Entkalker Konzentrat



Profi-Entkalker mit Amidosulfonsäure

- Bis zu 3x ergiebiger
- Bis zu 6x stärker
- Bis zu 8x schneller

... als herkömmliche Produkte auf Zitronensäure-Basis

Inhalt:

500 ml

Inhaltsstoffe gemäß EG 648/2004 VO Detergenzien:

<5% Phosphonate

Anwendung:

Konzentrat, je nach Verkalkung, 1:5 bis 1:10 mit Wasser verdünnen.

Entkalkungsprozess gemäß Hersteller-Empfehlung. Anschließend mit klarem Wasser nachspülen.

Hinweise:

Bitte unbedingt die Entkalkungsvorschriften der Geräte-Hersteller beachten. Nicht mit säureempfindlichen Oberflächen (z.B. Emaille, Alu, Marmor) in Kontakt bringen.

Grundsätzlich ist dieses Produkt vor der Anwendung an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit zu prüfen. Bei unsachgemäßer Handhabung erlischt jegliche Haftung für eventuelle Schäden. Vor Frost schützen.

Gefahrenhinweise:

H315 Verursacht Hautreizungen, H319 Verursacht schwere Augenreizung.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

P332+P313 Bei Hautreizungen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: einige Minuten behutsam mit Wasser ausspülen. Vorhandene Kontaktlinsen bei Möglichkeit entfernen. Weiter Spülen.

P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Hersteller: HOTREGA GmbH, Lorenz-Weber-Straße 2, 36364 Bad Salzschlirf,
info@hotrega.de